



- 1. سوف تحتاج:
هذه التعليمات،
مجموعة مسح الحفاض
قلم
غير حفاض طفلك المتسخ
- ضع الحفاض المتسخ على جنب حتى
يعود طفلك إلى مكان آمن (مثل السرير)




1

- افتح الحفاض المتسخ على سطح ثابت
- ايرم الأنبوب واسحبه ليفتح، بحيث
يكون طرف الماسحة في الخارج
- احرص على عدم لمس طرف الماسحة
على جلدك أو أي سطح آخر




2

- المس بلطف طرف الماسحة لالتقاط
لطفة صغيرة من البراز من الحفاض
المتسخ
- حاول ألا تدع طرف الماسحة يلمس
الحفاض مباشرة




3

- لا تأخذ الكثير من البراز
- يجب تلوين طرف الماسحة قليلاً فقط




4

- ضع المسحة مباشرة في الأنبوب
- لا تدع طرف الماسحة يلمس جلدك أو
أي سطح آخر
- اغلق الأنبوب بإحكام




5

- اكتب التاريخ على الأنبوب، حيث يوجد
"Date Collected"



6

- ضع الأنبوب في الكيس الأبيض
- اضغط أطراف الكيس معاً لإغلاقه، بأقل
قدر ممكن من الهواء




7

- ضع الكيس الأبيض في الظرف المدفوع
أجرة بريده سلفاً
- سد الظرف
- يمكن أن يبقى ضمن درجة حرارة الغرفة
(ليس في البراد أو التلاجة)




8

- أرسل الظرف إلى GenV في غضون
أسبوع، أو في أقرب وقت ممكن -
ضعه في أي صندوق بريد أسترالي، لا
حاجة إلى طابع بريدي



9

V2.0 2022-05-20



نعتقد أنه يمكن حل مشاكل الطفولة الصحية.

تعليمات مسحة حفاض GenV

جمع عينة براز طفلك
- قبل ان تبدأ

- يرجى قراءه هذه التعليمات
- عمر الطفل أقل من أسبوع؟ اجمع عينة في سن 7 أيام، أو بأسرع ما يمكن بعد ذلك
- عمر الطفل أكثر من أسبوع؟ اجمع العينة في أقرب وقت عند الامكان
- نسيت أو يصعب جمعها؟ اعد عينتك في أي وقت - كل عينة مهمة
- هل فقدت اللوازم أو ارتكبت خطأ؟ - اتصل بنا:
هاتف: 1800 436 888 موقع إلكتروني: www.genv.org.au