

GENV

مو معتقدیم که مشکلات صحتی دوران کودکی قابل حل است.

دستور العمل شیر مادر GenV

- نوزاد کمتر از یک هفته؟ نمونه ره ده سن 7 روزگی یا ده اسرع وقت بعد از آن جمع آوری که نید.
- نوزاد بیش از یک هفته سن ده ره؟ نمونه ره ده اسرع وقت جمع آوری که نید همانطور که میتانی.
- جمع آوری ره فراموش که دید یا سخت است؟ نمونه خود ره ده هر زمان برگردانید - هر نمونه مهم است.
- جمع آوری شیر قبل از تغذیه - بعد از تغذیه آسان تر است هم خوبه.

کیت ره گم کنید یا اشتباه کنید؟ - قدی ازمو تماس بگیرید

تلفن: 1800 436 888 ویبسایت: www.genv.org.au


نکات ایمنی:

- دور از دسترس زوزودو نگهداری که نید. اجازه نه دید زوزودو لوله ره لمس کنند.
- لوله مقدری پودر ره نگاه موکونه. بی خطر است، اما می تواند چشم، پوست یا مجاری تنفسی ره تحریک که نه.
- آگه پودر ده پوست یا چشم برخورد کد - قدی آو بشوید.
- ده صورت تداوم تحریک ده دنبال کمک داکتری به شید.

1


- شمو نیاز ده رید:
- این کارت دستور العمل
- لوله جمع آوری شیر ازشمو
- یک کیسه با پد جاذب
- دو دستمال مرطوب نوزاد (ارائه نشده)
- خودکار (ارائه نشده)

2




- انتخاب که نید که از کدام سینه بخواید کش که نید
- هر یک از سینه ها خوب است
- سینه، نوک سینه و نزدیک نوک سینه ره با دستمال مرطوب نوزاد پاک که نید

3




- سرپوش ره از لوله جمع آوری شیر بردارید
- سعی کنه پد پودر داخل آن نریزد

4




- شیر ره داخل لوله بریزید
- می تانید ده جای آن از پمپ سینه پاک استفاده که نید - سپس شیر ره داخل لوله بریزید
- سعی که نید لوله ره تا نیمه پر که نید (به اندازه یک قاشق چایخوری)
- آگه نمی تا نید این مقدار ره جمع آوری که نید، فقط تا اونجه که می تا نید جمع آوری که نید

5




- سرپوش ره دوباره روی لوله قرار بدید - بررسی که نید که محکم بسته شده باشد
- سینه، نوک سینه و نزدیک نوک سینه را دوباره پاک که نیدبا دستمال مرطوب نوزاد
- تاریخ و ساعت ره روی لوله شیر، جایی که نوشته شده است، بنویسید
- "تاریخ و زمان جمع آوری"
- 'Date and Time Collected'

6



- لوله ره با پد جاذب داخل کیسه قرار دهید
- لبه های کیسه ره با هم فشار دهید - تا جایی که می تا نید با هوای کم بسته بندی که نید

7



- کیسه ره ده پاکت جواب پرداخت کنید
- پاکت ره مهر و موم که نید
- می تا نید ده هوای اتاق بماند (نه ده یخچال یا فریزر)

8



- نمونه ره ده سر وقت پس از جمع آوری بلدی GenV ارسال که نید.
- از هر صندوق پستی استرالیا استفاده که نید
- بدون نیاز به مهر

9



- آگه ده اطلاعات زیاد تری نیاز دارید، کد QR ره اسکن که نید
- ده «دستور العمل های جمع آوری نمونه های زیستی ده ویبسایت GenV» می رود.

V1.0 2022-06-28

با تشکر از شمو بلدی کمک ده ساختن نسل بعدی سالم ترین.