




GENV

1 다음이 필요합니다:


- 본 설명서
- 모유 채취 튜브
- 흡수 패드가 있는 봉투
- 아기 물티슈 두 장(제공되지 않음)
- 펜(제공되지 않음)

2




- 모유를 짜낼 쪽을 선택하세요
- 어느 쪽이든 상관없습니다
- 아기 물티슈로 가슴과 유두, 유두 주변을 닦습니다

3




- 모유 채취 튜브의 뚜껑을 엽니다
- 안에 있는 분말을 흔들지 않도록 하세요

4



- 튜브 안으로 모유를 짜 넣습니다
- 깨끗한 유축기를 대신 사용해도 됩니다 - 유축한 모유를 튜브에 따라 넣습니다
- 튜브를 반 채웁니다(티스푼 하나의 양)
- 그 양을 채취할 수 없을 경우 가능한 한 많이 채취하세요

5



- 튜브 뚜껑을 다시 닫습니다 - 단단히 닫혔는지 확인하세요
- 아기 물티슈로 가슴과 유두, 유두 주변을 다시 닦습니다
- 모유 튜브에 '채취 일시(Date and Time Collected)'라고 쓰인 곳에 날짜와 시간을 적습니다

6



- 튜브를 흡수 패드가 있는 봉투에 넣습니다
- 봉투 끝을 눌러서 밀봉하고 되도록 공기가 들어가지 않도록 합니다

저희는 아동 건강 문제가 해결될 수 있다고 믿습니다.

GenV 모유 설명서

- **생후 일주일 미만의 신생아?** 생후 7일에 또는 그 후 되도록 빨리 샘플을 채취하세요
- **생후 일주일 이상의 신생아?** 되도록 빨리 샘플을 채취하세요
- **깜빡했거나 채취가 어렵다고요?** 샘플을 언제든지 보내주세요 - 모든 샘플이 중요합니다
- **수유 전에 모유를 채취하기가 더 수월할 수 있습니다** - 수유 이후 채취도 무방합니다.


키트를 분실했거나 실수하셨다고요? - 저희에게 연락하세요

전화: 1800 436 888 **웹사이트:** www.genv.org.au

안전 정보:

아이 손이 닿지 않는 곳에 두세요. 아이가 튜브를 만지지 않도록 하세요. 튜브에는 분말이 조금 있습니다. 분말은 안전하지만, 눈이나 피부, 기도를 자극할 수 있습니다. 분말이 피부나 눈에 닿을 경우 물로 씻어내세요. 자극 증상이 계속되면 의료적 도움을 받으세요.

7



- 투를 회송용 봉투(수취인 부담)에 넣습니다
- 회송용 봉투를 밀봉합니다
- 이 봉투는 상온에 보관할 수 있습니다 (냉장고나 냉동실 보관 아님)

8



- 채취 후 되도록 빨리 샘플을 GenV로 보냅니다
- 호주 우체국(Australia Post) 우체통을 이용하세요
- 우표는 필요하지 않습니다

9



- 추가 정보가 필요하면 본 QR 코드를 스캔하세요
- 'GenV 웹사이트의 생체 샘플 채취 설명'으로 연결됩니다

역대 가장 건강한 다음 세대를 만드는 데 도움을 주셔서 감사합니다.