



GENV

1


- 您需要:
- 本说明卡片
 - 收集母乳的试管
 - 一个附有吸水垫的袋子
 - 两片婴儿湿巾 (未提供)
 - 一支笔 (未提供)

2




- 选择从哪只乳房挤奶
- 从哪只乳房收集都可以
- 用婴儿湿巾清洁乳房、乳头和乳头周围

3




- 取下收集母乳试管的盖子
- 请尽量避免将试管里的粉末洒出

4



- 将母乳挤进试管
- 您也可以用清洁的奶泵挤奶, 然后把母乳倒进试管
- 试着接半试管奶 (大约一茶匙)
- 如果收集不了那么多, 尽可能多收集即可

5



- 盖好试管 - 确保盖紧盖子
- 再次用婴儿湿巾清洁乳房、乳头和乳头周围
- 在母乳试管的“收集日期和时间”处写上日期和时间 (“Date and Time Collected”)

6



- 将试管放进附有吸水垫的袋子
- 封紧袋口 - 尽可能挤掉空气

我们相信可以解决儿童健康问题。


GenV母乳样本收集说明

- 宝宝降生不到一周? 请在宝宝7天大时或者7天以后尽早收集样本
- 宝宝降生超过一周了? 请尽早收集样本
- 忘记收集样本或很难收集? 您可以随时寄回样本——每个样本都很重要
- 在喂奶前收集母乳会更容易, 喂奶后收集也没问题。

丢失样本包或出了错? - 请联系我们
请致电: 1800 436 888 网站: www.genv.org.au

安全信息:
避免儿童接触。请勿让儿童触碰试管。
试管内有一些粉末。该粉末安全无毒, 但可能会刺激眼睛、皮肤或呼吸道。
如果皮肤或眼睛接触了该粉末, 用清水清洗。
如果刺激持续存在, 请就医求助。

7



- 将袋子放进回邮已付的信封
- 封好信封
- 您可以将信封室温保存 (无需放进冰箱或冷冻室)

8



- 请在收集母乳以后尽早将样本寄给GenV
- 您可以使用澳大利亚邮政局的任何邮箱寄出
- 无需贴邮票

9



- 如果您需要了解更多信息, 请扫描QR码
- 扫码后会显示“GenV网站的收集生物样本说明”页面

感谢您帮助打造最健康的下一代人。